

Компрессорный НЕБУЛАЙЗЕР (P5)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

МОДЕЛЬ P5 Компрессорный небулайзер (ингалятор)



КОМПРЕССОРНЫЙ ИНГАЛЯТОР Модель P5 руководство по эксплуатации компрессорного небулайзера (небулайзера)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 9- МУНДШТУК
- 10- РЕСПИРАТОРНАЯ МАСКА
- 11- ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРА
- 12- НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРА
- 13- НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ КАМЕРА
- 14- ПИСТОНЫ А-В-С
- 15- ФИЛЬТР (3 шт)

Корпус прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите предупреждения, содержащиеся в данной инструкции и хранить её для последующих консультаций.

- Хранить прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
- Хранить вдали от детей компоненты упаковки (картонная коробка, пластиковые пакеты и т.д.).
- Не использовать 100 % эфирные масла.
- Использовать прибор для аэрозольных ингаляций с лекарственными средствами только по предписанию врача.
- Не использовать соединения и аксессуары, не предусмотренные производителем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Не использовать прибор при наличии воспламеняемых смесей, таких как кислородные и т.д.
- Не использовать прибор, если после снятия упаковки имеются повреждения, которые могли быть спровоцированы при транспортировке. Обратиться в Центр Технического Обслуживания при любых сомнениях.
- Не использовать прибор при повреждении кабеля.
- Хранить прибор в кабель вдали от источников тепла.
- Не засорять воздушный прибор.
- Рекомендуется персональное использование аксессуаров.
- После процедуры не оставлять остатки лекарственных средств в небулайзере.
- Чистить, а также производить операции по очистке или техническому обслуживанию только после выключения питающего кабеля из розетки.
- Не погружать прибор в воду или другую жидкость и не использовать его при мытье или душе.
- Хранить прибор в сухом, защищенном от влаги месте.
- При загрязнении фильтра необходимо заменить его на новый.
- В случае случайного падения прибора в воду необходимо выключить кабель из розетки. Извлечь прибор из воды и в дальнейшем не использовать его.
- Не использовать прибор мокрыми руками.
- Убедиться, что прибор расположен на устойчивой и прочной поверхности для предотвращения падений и повреждений.
- Не использовать прибор во время сна.
- Не засорять решетки охлаждения.
- В случае неисправности или плохой работы прибора необходимо выключить выключатель питания и обратиться в один из упомянутых Центров Технического Обслуживания.
- После проведения процедуры необходимо ухаживать все части прибора, представляющие опасность, особенно для детей, которые могут использовать их для игры.
- Установка должна производиться согласно инструкциям производителя. Ошибочная установка может причинить вред здоровью или предметам, по отношению к которым производитель не может быть признан ответственным.
- В случае не использования, прибор должен быть отключен от сети.

ВНИМАНИЕ!

- Рекомендуется иметь альтернативный прибор или лекарственное средство (по предписанию врача) при невозможности завершения терапии в случае отсутствия электрической энергии или неисправности.
- Терапия всегда предписывается врачом, который назначает тип лекарственного средства, дозировку и график проведения процедур.
- Прибор предусмотрен для максимального периода постоянной работы 30 минут. После данного периода постоянной работы прибор должен быть выключен на 30 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Допустимы изменения количества оборотов двигателя, при этом средние характеристики прибора являются неизменными.
- Производитель, сборщик и Центр сервисного обслуживания несут ответственность за безопасность изделия только в случае, если:
 - Сборка, испытание и ремонт были выполнены уполномоченным персоналом.
 - Электрическая сеть соответствует действующим нормативам.
 - Были выполнены все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
 - Производитель освобождается от ответственности в случае ущерба при несоблюдении, ошибочном или иррациональном использовании прибора и его аксессуаров.

ВНИМАНИЕ!

- Вставить кабель электропитания 6 в розетку, первоначально убедившись в том, что напряжение питания соответствует 220 В.
- Надеть шланг 14 (А-В-С), в зависимости, от необходимого режима на форсунку, расположенную в нижней части небулайзера 12.
- Влить лекарственное средство в нижнюю часть небулайзера 12 (см. инструкцию «по эксплуатации небулайзера»).
- Повернуть верхнюю часть небулайзера 11 по направлению часовой стрелки для закрытия небулайзера.
- Свернуть насадку на небулайзер респираторную маску 10 или мундштук 9.
- При использовании силиконовой трубки 8, вставить на один из её концов нижнюю часть небулайзера 12.
- Другой конец силиконовой трубки 8 присоединить к штекеру соединения трубки 4, расположенному внизу на корпусе 1.
- Включить прибор, расколотив выключатель 3 на символ ВКЛ.
- Для выключения расположить выключатель 3 на символ ВЫКЛ.
- Лечение должно производиться сидя, удобно расположившись в прямом положении. При использовании респираторной маски 10 необходимо, чтобы она плотно прилегала к лицу. Дышать медленно, делая короткую паузу при завершении каждого выдоха и затем, производя быстрый вдох. Мундштук 9 при использовании должен держаться между зубами, сомкнув губы. При этом необходимо дышать ртом.
- Возможно регулирование потока воздуха регулятором 13 (в виде колеса), расположенным в верхней части небулайзера 11.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если в течение терапии необходима пауза, можно выключить небулайзер посредством выключателя 3. Лечение заканчивается, когда распылитель начинает подавать аэрозоль непостоянно.
- При завершении лечения необходимо тщательно произвести чистку так, как описано в разделе «ЧИСТКА». При завершении лечения и не использования прибора вынуть вилку из сети питания.

ЧИСТКА

- Вынуть вилку из розетки. После каждого применения выполнять чистку всех элементов аксессуаров (8, 9, 10, 11, 12 и 14).
- Для очистки небулайзера прочитать раздел «ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕБУЛАЙЗЕРА».
- Очень Важно: респираторная маска 10, соединительная силиконовая трубка 8, мундштук 9, части небулайзера 11 и 12 не должны помещаться в кипящую воду. Чистка может производиться при помощи специальных химических дезинфицирующих средств. В домашних условиях, возможно, промывать аксессуары в мыльном растворе и затем в проточной воде. Затем при необходимости произвести дезинфекцию.
- Дезинфицирующий агент – 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства. Возможен и другой способ дезинфекции аксессуаров пригодный для воздействия на полипропилен, из которого изготовлены аксессуары.
- После чистки все аксессуары необходимо тщательно просушить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При частом использовании прибора фильтр воздуха должен заменяться один раз в 6 месяцев.
- Для замены фильтра воздействовать на рычаг под крышечкой фильтра 7. Вынуть старый фильтр и заменить его новым. Старый фильтр, возможно, очистить в мыльном средстве, затем тщательно промыть под струей проточной воды, высушить и убрать до следующей замены.
- Вставить крышку фильтра 7 на место.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия покрывает возможные дефекты производства или материалов в случае, если они не были нарушены пользователем или неуполномоченным персоналом.
- Данная гарантия не распространяется на: аксессуары, являющиеся предметом износа, к которым относятся позиции 8-14 в главе «Комплектация». Ущерб, нанесенный прибору при неправильном использовании. Случайный ущерб, такой как ушибы, падения, транспортировка по причинам, не зависящим от производителя.
- В случае неисправности прибор должен отправляться в уполномоченный Центр Технического Обслуживания, прилагая к гарантийному талону чек или счёт – фактуру на покупку. В другом случае, гарантия не является действительной и расхода на ремонт относится на счёт клиента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НЕБУЛАЙЗЕРА	7 мл
РЕЖИМ РАБОТЫ	30 мин. работы – 30 мин. паузы
ВЕС ПРИБОРА	1.500 гр.
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	180 x 125 x 188 мм
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА	220 В ~
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	0,7 А
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,5 бар (250 Кпа)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК	8 л/мин
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	1,6 А·Т
СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ	0,25 мкм/мин

РАБОТАЮЩИЕ ЧАСТИ

пистон «А» - размер частиц до 90% составляет 3 - 10 мкм
пистон «В» - размер частиц до 90% составляет 3 - 5 мкм
пистон «С» - размер частиц до 90% составляет 1 - 3 мкм

МОЩНОСТЬ 160 Вт
ЧАСТОТА 50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА 50 см приближенно 54 дБ
ИЗО Периоды тишины
Прибор не излучает инфракрасного излучения
Важные! Обратиться к прилагаемой документации
Перечисленный ток

ВКЛ. Включен
ВЫКЛ. Выключен

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мин.: -20 °С Макс.: +50 °С
Макс. RH 90 %

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии инструкции с гарантийным талоном, а так же чека или счета - фактуры.

Срок гарантии – 5 лет с даты продажи.

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а так же на последней странице ИНСТРУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА

Страна: Украина
Сертификат Соответствия: Европейский стандарт CE 0434, норма Европейского регулирующего органа по трансформации EN 13346-1

Универсальный небулайзер - AduFlow
это медицинский прибор, подходящий аэрозоль с аэрозольными характеристиками, предназначенный для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Принцип работы основан на ультразвуковой технологии, для того чтобы повысить максимальную влажность аэрозоля, добавляется определенное количество дистиллированной воды. Выбор распылителя и лекарственного средства производится согласно Вашему лечащему доктору, который предоставляет следующие, технические рекомендации:

Профилактика в лечении верхнего отдела дыхательного тракта - пистон «А» - размер частиц до 90 % составляет 3 - 10 мкм

Лечение трахеита - бронховидного тракта - пистон «В» - размер частиц до 90 % составляет 3 - 5 мкм

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта - пистон «С» - размер частиц до 90 % составляет 1 - 3 мкм

Перезаправка для дополнительных аксессуаров

СОДЕРЖАНИЕ И ЧИСТКА

Рис. С 12. Залейте в нижнюю часть небулайзера лекарство, предписанное врачом, как показано на (рис. С). **Важно:** не допускайте попадания лекарства в нижнюю часть небулайзера, имеют только показательное значение.

Рис. D 11. Закройте верхнюю часть небулайзера 11 по часовой стрелке.

Рис. E 8. Присоедините нижнюю часть небулайзера 12 к соединительной силиконовой трубке 8.

Рис. F 10. Выберите аксессуары для практической процедуры - респираторную маску 10 или мундштук 9.

Рис. G 13. Регулировка потока воздуха при помощи колеса 13.

После использования разберите небулайзер на две части, промойте их теплой водой, хорошо промойте, прогладьте мягкой тканью и дайте просохнуть. (рис. D)

Для обслуживания акустического небулайзера в холодной стерилизующий раствор. При чистке не кипятить!

Храните в сухом проветриваемом месте и берите от прямых солнечных лучей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Храните небулайзер далеко от детей, потому что он содержит ядовитые материалы, которые работают только при нагревании.

Небулайзер имеет европейский сертификат CE 0434 93/42 EN 13346-1 и классифицируется, как медицинский прибор для аэроаэрозольного использования

Срок гарантии – 5 лет с даты продажи

Срок службы: 10 лет

По вопросам ремонта, обращайтесь непосредственно в Центр Технического Обслуживания (ЦТО).

ЗАО «ВИТА - Лизинг» Линия № 001944 от 26.05.05
ПО АДРЕСУ: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,
тел. +7 (495) 981-88-73,
с 10.00 до 18.00 по рабочим дням

Эксклюзивный дистрибутор в России и странах СНГ
ЗАО «ВИТА - Лизинг»
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,
тел. +7 (495) 981-88-73.

Произведено в Китае: